

Ficha técnica REF 68.80.58

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.58	doble casquillo de perforar p 7 y 10mm torn p 68.80.53/54	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826447281
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)
----------------	-------------------------

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

--	--

[illegible]

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)