



Ficha técnica REF 68.80.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.60	mod de poste p prótesis p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	38578	GTIN	04046826123796
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-467
Clasificación	(EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		