



Ficha técnica REF 68.80.62

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.62	modelo de poste p/2 p prótesis	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	38578	GTIN	04046826123802
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-467
Clasificación	(EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)
----------------	-------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)