



Ficha técnica REF 68.80.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.65	tornillo de fijacion p/2 p 68.80.64	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90213990
GMDN	47748	GTIN	04046826123826
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-055
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G688030
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		