







Ficha técnica REF 68.80.69

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.69	inserto magnetico p poste de base prótesis	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	38578	GTIN	04046826123840
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	MPK06
 			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7065 (ASTM_Grade_4)		