



Ficha técnica REF 68.80.78

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	68.80.78	casete p implantes Epiplating	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826435806
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,566	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)
----------------	-------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida		Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.3547 (AlMg4,5Mn)