











## Ficha técnica REF 68.80.84

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.84	inserto magnetico Maxi Ø 5.1x1.6mm p placas prótesis	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826387402
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5.1x1.6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
 15 °C - 30 °C			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7065 (ASTM_Grade_4)		