






## Ficha técnica REF 68.80.88

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.88	Ti placa CMS p epitesis auric sin pin anti rotación	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826470517
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-049
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G688053
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating )		
<b>Imagen completa</b>		<b>Imagen detallada</b>	
<b>Condiciones de almacenamiento</b>			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
<b>Material</b>			
	<b>N° de material (Denominación DIN)</b>		
<b>Cuerpo</b>	3.7035 (ASTM_Grade_2)		