







## Ficha técnica REF 68.80.89

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.89	Ti placa CMS p epitesis auric sin pin anti rotación	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826470524
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-049
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G688053
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		