



Ficha técnica REF 68.80.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.90	Inserto magnético Ø4,4mm 1,9mm f Placas de epíttesis (Technovent P-MC1-S)	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	60909	GTIN	04046826546168
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios			
----------------	--	--	--

Imagen completa		Imagen detallada	

Medida	Ø 4.4mm 1.9mm	Revestimiento	
--------	---------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	N° de material (Denominación DIN)