



Ficha técnica REF 68.80.91

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.91	Inserto magnético Ø5.1mm 1,9mm f Placas de epíttesis (Technovent P-MC2-S)	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	60909	GTIN	04046826540937
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Medida

Ø 5.1mm 1.9mm

Revestimiento

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

N° de material (Denominación DIN)