



Ficha técnica REF 68.82.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.82.50	elevador p lifting del seno doble 4mm 20.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124212
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	4mm 20.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4104 (X14CrMoS17)		