








Ficha técnica REF 68.82.58

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.82.58	Stiller compresor Ø 4mm doble 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124281
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 4mm 18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4104 (X14CrMoS17)		