



Ficha técnica REF 68.83.44A

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	68.83.44A	Micro tornillo autoroscante verde 1.5x3.5mm Titanium	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826541699
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004USA
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.5x3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		