







Ficha técnica REF 68.83.74A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.83.74A	Ti Micro torn Easy Grip 1.5x4.0mm verde autoperf p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826345136
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.5x4.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		