







Ficha técnica REF 68.83.84A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.83.84A	Ti Micro Emerg torn Easy Grip 1.9x4mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826345228
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.9x4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		