








## Ficha técnica REF 68.84.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.84.00	Kretschmer pin de referencia 20mm p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	46640	GTIN	04046826124786
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-443
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G688400
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 451.09.02 (prospecto maxilo facial )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		