






## Ficha técnica REF 68.84.07A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.84.07A	Ti Mini placa de bloqueo 6 aguj 60° izq 1.0mm fr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46642	GTIN	04046826434175
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	60° 1.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		