



Ficha técnica REF 68.84.29

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	68.84.29	tornillo de protección cruz p/10 p placa de bloqueo 2.0	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	47748	GTIN	04046826409357
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-146
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))