






Ficha técnica REF 68.84.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.84.30	placa p preformar 5x10mm acod 2.0mm fract	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46479	GTIN	04046826308476
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	5x10mm 2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		