






Ficha técnica REF 68.84.36

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia | 68.84.36 | placa p preformar 16 aguj rct 2.0mm fract | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90211090 |
| GMDN | 46479 | GTIN | 04046826308520 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-645 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;02;ak;5X |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 2.0mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.0255 (Al 99,5%) | | |