







Ficha técnica REF 68.84.40A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.84.40A	Ti Mini placa de bloqueo 21 aguj 2.0mm fract	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826427610
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		