








Ficha técnica REF 68.84.44A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.84.44A	Ti Mini placa de bloqueo 6x21 aguj acod izq 2.0mm fract	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826427658
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		