







Ficha técnica REF 68.84.47

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|--|----------------|
| Referencia | 68.84.47 | Ti Mini placa ang mand der 2.0 reconstr mandib hibrida | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90211090 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826476243 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | G689480 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon medios | 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema de Placas alemán Folletto) 453.06.00_ENG (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ENG Foletto) 453.06.00_ESP (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ESP Foletto) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |