



Ficha técnica REF 68.85.32A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.85.32A	Micro tornillo autoroscante verde 1.5x3.5mm	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826567521
Clasificación	(EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	(EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004USA
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.5x3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		