



Ficha técnica REF 68.85.43A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.85.43A	Ti Micro tornillo cruz 1.5x3.5mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826345914
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 453.17.00_DEU (Placa Le Fort I segun Rustemeyer aleman INTRO) 453.17.00_ENG (Placa Le Fort I segun Rustemeyer ingles INTRO) 453.17.00_ESP (Placa Le Fort I segun Rustemeyer espanol INTRO)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.5x3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		