



Ficha técnica REF 68.85.51A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.85.51A	Ti Micro tornillo cruz 1.5x11mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826346072
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.5x11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		