



## Ficha técnica REF 68.85.53A

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                     | 68.85.53A                           | Ti Micro tornillo cruz 1.5x13mm gris autorosc p/10 |                |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                         | paq./10                             | Número de aduana                                   | 90211090       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 61837                               | GTIN                                               | 04046826346119 |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 2b (EU MDD)                         | UMDNS-Code                                         | 16-101         |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                                        |                |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,001                               | Manual de uso                                      | G687004        |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                     | si                                  | Instrucciones de preparación                       | MPK06          |
| <div></div> |                                     |                                                    |                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                    |                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Imagen detallada                                   |                |
|                                                                                                                                                                              |                                     |                                                    |                |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5x13mm                            | Revestimiento                                      |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                    |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                    |                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° de material (Denominación DIN)   |                                                    |                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |                                                    |                |