



Ficha técnica REF 68.85.86A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.85.86A	Ti Micro tornillo cruz 1.5x6.0mm verde autoperf p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826346379
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	453.17.00_DEU (Placa Le Fort I segun Rustemeyer aleman INTRO) 453.17.00_ENG (Placa Le Fort I segun Rustemeyer ingles INTRO) 453.17.00_ESP (Placa Le Fort I segun Rustemeyer espanol INTRO)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.5x6.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		