







Ficha técnica REF 68.85.95A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.85.95A	Ti Micro Emerg tornillo cruz 1.9x5mm rosca más fina p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826399665
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.9x5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		