



Ficha técnica REF 68.86.42A

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Referencia | 68.86.42A | Ti Micro Le Fort I placa izq | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90211090 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826427726 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | G687004 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK06 |



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

| | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) |