







## Ficha técnica REF 68.86.66A

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Referencia  | 68.86.66A                         | Ti Micro L placa 100° der espacio 9mm L esp 6.5mm p/5 |                |
| Unidad  | paq./5                            | Número de aduana                                      | 90211090       |
| GMDN  | 46642                             | GTIN  | 04046826417338 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)                       | UMDNS-Code  | 13-050         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI   |                |
| Peso neto (kg)  | 0,000                             | Manual de uso   | G687004        |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación                          | MPK06          |
|    |                                   |   |                |
| Medicon medios  |                                   |   |                |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                                      |                |
|   |                                   |   |                |
| Medida  | 100° 9mm 6.5mm                    | Revestimiento   |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                |
| Material  |                                   |   |                |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                |
| Cuerpo  | 3.7035 (ASTM_Grade_2)             |   |                |