







Ficha técnica REF 68.86.70A

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Referencia | 68.86.70A | Ti Micro Le Fort I placa 8mm rct p/2 | |
| Unidad | paq./2 | Número de aduana | 90211090 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826346645 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,002 | Manual de uso | G687004 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 8mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |