







## Ficha técnica REF 68.87.10A

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Referencia  | 68.87.10A                         | Ti Micro L placa 100° izq espacio 7mm p/5 |                |
| Unidad  | paq./5                            | Número de aduana                          | 90211090       |
| GMDN  | 46642                             | GTIN                                      | 04046826347048 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)                       | UMDNS-Code                                | 13-050         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                               |                |
| Peso neto (kg)  | 0,004                             | Manual de uso                             | G687004        |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación              | MPK06          |
|    |                                   |   |                |
| Medicon medios  |                                   |   |                |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                          |                |
|   |                                   |   |                |
| Medida  | 100° 7mm                          | Revestimiento                             |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                |
| Material  |                                   |   |                |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                |
| Cuerpo  | 3.7035 (ASTM_Grade_2)             |   |                |