







## Ficha técnica REF 68.87.24A

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Referencia  | 68.87.24A                         | Ti Micro placa 4 aguj espacio 6.0mm p/5 |                |
| Unidad  | paq./5                            | Número de aduana                        | 90211090       |
| GMDN  | 46642                             | GTIN                                    | 04046826347147 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)                       | UMDNS-Code                              | 13-050         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                             |                |
| Peso neto (kg)  | 0,009                             | Manual de uso                           | G687004        |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación            | MPK06          |
|    |                                   |   |                |
| Medicon medios  |                                   |   |                |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                        |                |
|   |                                   |   |                |
| Medida  | 6.0mm                             | Revestimiento                           |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                |
| Material  |                                   |   |                |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                |
| Cuerpo  | 3.7035 (ASTM_Grade_2)             |   |                |