







## Ficha técnica REF 68.87.67A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.87.67A	Ti Micro L placa 100° der espacio 9mm L esp 4.5mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826347581
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	100° 9mm 4.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		