



Ficha técnica REF 68.88.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.01	distractor mandib vert 25mm p el lado izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826400736
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G688802
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	25mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Tornillo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Otro	1.4057 (X17CrNi16-2)		