






Ficha técnica REF 68.88.09

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.09	atornillador p distractor mandib	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826126063
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		