




Ficha técnica REF 68.88.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.14	distractor mandib vert 15mm p el lado der	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826126094
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	G688802
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Tornillo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Otro	3.7035 (ASTM_Grade_2)		