






## Ficha técnica REF 68.88.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.16	barra de posicionamiento p distractores verticales	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47635	GTIN	04046826374273
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		