



Ficha técnica REF 68.88.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.21	atornillador p distractor med	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826126131
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)