



Ficha técnica REF 68.88.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.63	distractor p maxillar trans 25mm p el lado izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826304171
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G688862
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 451.08.22 (prospecto distract transant p maxilar superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	25mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Tornillo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Otro	3.7035 (ASTM_Grade_2)		