








Ficha técnica REF 68.88.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.65	atornillador p distractor transantrale	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826310332
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distract intraorales p la mand inferior y superior) 451.08.22 (prospecto distract transant p maxilar superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		