



Ficha técnica REF 68.88.84

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.84	placa de anclaje distal c torn fijación hexagonal p 68.88.82	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466282
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G688882
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		