

Ficha técnica REF 68.88.87

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.88.87	llave de activación izquierda p 68.88.83	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826466305
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)