







Ficha técnica REF 68.91.04A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.91.04A	Ti CMS placa 4 aguj 0.55mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826348380
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		