








Ficha técnica REF 68.91.16A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.91.16A	Ti CMS placa 16 aguj 0.55mm p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826348601
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	0.55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		