



Ficha técnica REF 68.91.20A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.91.20A	Ti CMS L placa izq 2x4 aguj 0.55mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826348625
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		