






Ficha técnica REF 68.92.19A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.19A	Ti CMS Emerg tornillo cruz 1.4x5mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378639
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.4x5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		