






## Ficha técnica REF 68.92.20A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.20A	Ti CMS Emerg tornillo cruz 1.4x7mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378653
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating )		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.4x7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		